



CHROMASOLV™ クロマソルブ 高純度溶媒

34967 アセトニトリル LC-MSグレード

高微細フィルターで濾過 → 低パーティクル
低金属不純物 → 微量分析に最適

低価格



5ppb相当のReserpineを各社LC-MSグレードのアセトニトリルに添加し、測定した電子スプレーイオン化質量スペクトル。
質量範囲 100-2,000 m/z 質量分析計 Shimadzu MS-8030

製品番号	製品名	容量
34967	アセトニトリル LC-MS CHROMASOLV™、≧99.9%	1L、2.5L、4L

34955 アセトニトリル LC-NMRグレード

製品番号	製品名	容量
34955	アセトニトリル LC-NMR CHROMASOLV™、≧99.9%	500mL、1L



製品情報はこちら



試薬ダイレクト

by 林純薬工業株式会社

【お問い合わせ先】 林純薬工業株式会社

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目2番12号 (本社)
東京営業所 Tel: 03-3241-6293 Fax: 03-3241-6235
大阪営業所 Tel: 06-6910-7338 Fax: 06-6910-7340
九州営業所 Tel: 0952-51-5777 Fax: 0952-51-5778

Honeywell
Riedel-de Haën™